



5分画	3分画
 犬  猫  馬	 豚  山羊  羊
 牛  ラマ  アルパカ	 マウス  ラット  フェレット
	 モルモット  ウサギ  サル

CBC 検査項目			ヒストグラム*		ヒストグラム*
白血球数	WBC	●	●	●	●
リンパ球数	LYM	●		●	
単核細胞球数	MON	●		●	
顆粒球数	GRA			●	
好中球数	NEU	●			
好酸球数	EOS	●	●		
好塩基球数	BAS	●			
リンパ球比	LYM%	●		●	
単核細胞球比	MON%	●		●	
顆粒球比	GRA%			●	
好中球比	NEU%	●			
好酸球比	EOS%	●			
好塩基球比	BAS%	●			
赤血球数	RBC	●	●	●	●
ヘモグロビン量	HGB	●		●	
ヘマトクリット値	HCT	●		●	
平均赤血球容積	MCV	●		●	
平均赤血球ヘモグロビン量	MCH	●		●	
平均赤血球ヘモグロビン濃度	MCHC	●		●	
赤血球粒度分布幅	RDWc	●		●	
	RDWs	●		●	
血小板数	PLT	●	●	●**	●
血小板比	PCT	●		●	
平均血小板容積	MPV	●		●	
血小板粒度分布幅	PDWc	●		●	
	PDWs	●		●	

\* ヒストグラム表示 \*\* 山羊を除く