

主要な動物種で白血球5分画検査が可能

犬、猫、馬などの白血球5分画検査に対応

幅広い動物種に対応

15種類の動物種の検査に対応(犬、猫、馬、牛、羊、山羊、豚、マウス、ラット、ウサギ、フェレット、モルモット、アルパカ、ラマ、サル)

好酸球数および好酸球比の算出

アレルギーや寄生虫の検査をサポート

サンプル量は25 $\mu$ Lまたは50 $\mu$ L

検査に必要なサンプル量は3分画25 $\mu$ L、5分画50 $\mu$ L

結果が出るまで約3-4分

5分画モードで1時間あたり約20のサンプルを分析可能

分析が難しいサンプルに使える  
前希釈モード

粘度(粘稠度)が高い血液サンプルでも正確な検査結果

5,000件の検査結果を保存

動物の検査データの呼び出しが簡単

データトレンド表示機能

血球計算値を経時的にグラフ表示し、経過を簡単にトラッキング

シアン化物不使用の試薬

環境にやさしく取り扱いやすい

接続性

3つのUSBポートおよびLANポートを搭載  
ソフトのアップグレードやデータ保存が簡単

PMSソフトウェアに統合可能

さまざまなシステムに統合可能

\* 検証済のシステムについては別途ゾエティスお客様窓口までお問い合わせください

メンテナンスガイド機能

洗浄やメンテナンスを必要なタイミングで通知し、  
わかりやすく操作をガイド