

早い効果の粘膜ワクチン

+

10頭連続投与器



ラクが、
ラクラクに

ティ-エスバイ[®]2
ティ-エスバイ[®]3

鼻腔粘膜ワクチンだからできること。

zoetis[®]

TSV[®]-2とTSV[®]-3の10頭分×1剤型で利用可能

こちらの連続投与器をご使用ください

動物用一般医療機器（一般的名称：連続注射器）

2mLフォワードセレクトابل5基 （イントラナサルノズル付）


特長

- TSV[®]-2・TSV[®]-3専用連続投与器
- 1.0mL、2.0mL投与、どちらにも対応
- 設定した用量を正確に投与
- 長時間でも疲れにくいグリップ形状
- 高い耐久性（約20,000回使用可能）
- 煮沸消毒が可能（推奨100℃、5分間）



投与ノズル

- 専用ノズルで確実に鼻腔内に投与可能



■ 製品情報は [こちら](#)

■ 連続投与器に関するお問い合わせは下記もしくは特約店へご連絡願います。

株式会社 フロンティアインターナショナル

TEL:044-980-2226（受付時間：9:00～17:00 定休日：土・日・祝日）

メール：frontier@frontier-intl.co.jp

ホームページ：http://www.frontier-intl.co.jp